



Описание приложения медицинских опросов

DocContact

Удаленный контроль состояния лечащим врачом
пациента, двусторонняя связь врача и пациента



DocContact

Удаленный контроль состояния лечащим врачом
пациента, двусторонняя связь врача и пациента

Общая информация о приложении

Описание приложения медицинских опросов

DocContact – новый инструмент для удаленного взаимодействия врача и пациента

Платформа медицинских опросов DocContact создана чтобы дать возможность любому врачу контролировать состояние пациентов удаленно, а также собирать данные в клиническом исследовании

При помощи DocContact Вы сможете:



Назначить

Вашим пациентам медицинские опросы



Контролировать прием

Вашими пациентами лекарственных препаратов



Создать

свой собственный медицинский опрос



Получить данные

из пройденных пациентами опросов в удобном формате




Отслеживать заполнение

опросов Вашими пациентами, оценивать динамику результатов



Постоянно быть на связи

с Вашими пациентами без использования номера личного телефона



Отсканируйте QR-код для установки приложения*



*приложение необходимо установить на телефон пациента.

У врача есть возможность использовать как приложение, так и онлайн версию

Описание приложения медицинских опросов

Медицинские опросы – удаленный контроль состояния пациентов в рутинной практике или клиническом исследовании

Создайте Ваш собственный опрос, или воспользуйтесь опросом из библиотеки приложения, чтобы контролировать состояние Ваших пациентов удаленно. Опросы могут быть инструментом для выявления осложнений, нежелательных реакций на терапию и оценки динамики состояния пациента



Варианты вопросов в опросе:

- Выбор одного варианта ответа
- Выбор нескольких вариантов ответа
- Поле свободного ввода
- Прикрепление фотографии/ документа как ответ на вопрос




Варианты периодичности назначения опросов:

- Ежедневно
- Один раз в три дня
- Еженедельно
- Один раз в две недели
- Ежемесячно

Количество вопросов в опросе: не ограничено

Количество опросов для одного пациента: не ограничено



Описание приложения медицинских опросов

Простой интерфейс и быстрая регистрация –
одни из преимуществ приложения



Регистрация пациента
занимает не больше минуты



Пациенту доступны
комментарии врача об оценке
заполненных опросов



Возможна регистрация
по номеру телефона
или электронной почте




Пациент получает уведомления
о назначении новых опросов
и активации опросов по графику



Приложение не «перегружено»
опциями для пациента
и интуитивно понятно даже
для старшей возрастной группы



Врач может добавить
себе пациента и назначить ему опрос,
только зная уникальный 6-значный
номер пациента



Описание приложения медицинских опросов


Наглядная система оценки результатов опроса



При назначении опроса, или активации опроса согласно выбранному графику, пациент получает уведомление о необходимости заполнения опроса.



После заполнения опроса пациентом, врач получает уведомление о необходимости оценки результатов опроса



Оценка опроса врачом:

- Врач может видеть динамику предыдущих ответов пациента при помощи цветового кодирования ответов
- Врач может внести комментарий как оценку результатов опроса, который станет доступен пациенту
- Врач может запросить выгрузку результатов опросов пациента за весь период в удобном формате для последующей статистической обработки, или архивирования в карте пациента

Описание приложения медицинских опросов

**DocContact –
новый
способ удаленного
взаимодействия
для врача и пациента**



Прохождение опросов пациентом

позволяет оценить его состояние для выявления осложнений, реакций на терапию и оценки динамики




Оценка врачом результатов

опросов для отслеживания динамики



Коммуникация через чат*

между врачом и его пациентом, без указания личных контактов врача (чат может быть отключен по желанию врача)



*чат поддерживает прикрепление фотографии и документов



DocContact

Удаленный контроль состояния лечащим врачом
пациента, двусторонняя связь врача и пациента


Краткая информация пользователя ВРАЧ





Отсканируйте QR-код
для установки приложения




Регистрация в приложении, вход в приложение



Заполнение профиля врача




Информация о Вас: Все кроме номера телефона и адреса электронной почты доступно Вашим пациентам




Редактирование информации Вашего профиля



Главная: Мои пациенты, добавление нового пациента




Здесь Вам показываются уведомления о заполнении, или пропуске опросов пациентами.



Здесь Вы можете перейти в раздел чата с пациентами, или редактирования своего профиля




Вы можете посмотреть список Ваших пациентов, перейти к странице их опросов, или открыть диалог с ними в чате



Информация о пациенте

Назначение нового опроса

Опросы, назначенные ранее: описание, переход к заполненным версиям, изменение/отмена опроса



Для добавления нового пациента Вам нужно ввести 6 цифр его ID (доступен пациенту на Главной странице приложения после регистрации)

Назначение нового опроса




Экран опросов пациента – нажмите на кнопку назначения нового опроса



Выберите опрос, который Вы хотите назначить пациенту. Выбор категории опроса вверху страницы поможет Вам уменьшить количество вариантов.



Ознакомьтесь с текстом опроса, вариантами ответов и цветовым кодированием ответов (оно в дальнейшем поможет Вам оценивать динамику ответов пациента)




Задайте нужную периодичность заполнения опроса и дату окончания серии опросов, нажмите «Задать опрос»


Просмотр результатов, оценка опроса




Экран опросов пациента – перейдите в раздел заполненных версий опроса




Выберите версию опроса, которую Вы хотите оценить



Просмотрите ответы пациента. Цветовая индикация ответов помогает Вам отследить динамику ответов пациента





Просмотрите все ответы пациента и перейдите к оценке опроса



Запишите Вашу оценку результатов опроса, или воспользуйтесь стандартной формулировкой, эту оценку увидит пациент

Использование чата с пациентами



Здесь доступны диалоги с Вашими пациентами.

Чтобы начать диалог с новым пациентом – перейдите в раздел «Мои пациенты» и нажмите «чат».



DocContact

Удаленный контроль состояния лечащим врачом
пациента, двусторонняя связь врача и пациента

Добавление нового опроса



Добавление нового опросника на портал

Если Вы не видите необходимый Вам опрос в приложении, то всегда можно добавить новый опрос, для этого:

- Отправьте необходимый опрос в текстовом формате или ссылку на опрос на электронную почту doccontactru@gmail.com

- Укажите индикаторы каждого вопроса или одно общее правило для всех вопросов.

Например:

У меня болит голова:

- очень часто 
- часто 
- редко 

- Укажите индикатор всего опроса:






1. Наличие X , или более ответов, маркированных красным – Индикатор опроса красный

2. Правило №1 не соблюдено, наличие Y, или более ответов, маркированных желтым - Индикатор опроса желтый

3. Правила №1 и №2 не соблюдены – Индикатор опроса зеленый

Например:

Если в опросе:

- если 1 ответ  то весь опрос 
- если 1 или 2 ответа  то весь опрос 
- во всех остальных случаях опрос 



DocContact


Удаленный контроль состояния лечащим врачом
пациента, двусторонняя связь врача и пациента

Веб версия Врача

Дополнение к функционалу мобильного приложения, которые доступны в веб-версии врача.

[Веб версия врача](#)

Дублирование функционала приложения в веб-версии врача:



Монитор пациентов – домашняя страница веб-версии врача. Отображаются все добавленные пациенты с графиком заполненных/пропущенных опросов и цветовым отображением соответствующих

Индикаторов опроса

Мои пациенты – Раздел со списком моих пациентов с данными профиля пациентов и диагнозом.

При выборе пациента осуществляется переход в профиль пациента

Чат с пациентами - Раздел со списком моих пациентов с возможностью перейти в Чат с конкретным пациентом

Техническая поддержка

Мой профиль

Монитор пациентов

Монитор пациентов

Главная страница - Монитор пациентов

Масштаб *Выбор масштаба: - дни (по умолчанию) - недели*

Недели

Сортировка *Настройка сортировки пациентов в списке*

По старшенству индикатора

Подсказка по статусу опросов

Опрос не назначен:

Опрос пропущен:

Опрос пройден, оценка врача записана: (в зависимости от степени отклонения от нормы)

Опрос пройден, оценка врача не записана: (в зависимости от степени отклонения от нормы)

[Выгрузка отчета](#)

	сентябрь.2023				октябрь.2023				ноябрь.2023				декабрь.2023				январь.2023				февраль.2023			
ФИО пациента	04-11	11-18	18-25	25-02	02-09	09-16	16-23	23-30	30-06	06-13	13-20	20-27	27-04	04-11	11-18	18-25	25-01	01-08	08-15	15-22	22-29	29-05	05-12	12-19
Иванов Иван Иванович																								
1 непрочитанных сообщений																								
Борисов Борис Борисович																								
1 непрочитанных сообщений																								
Петров Петр Петрович																								
Александрова Александра Александровна																								
1 непрочитанных сообщений																								

Показаны все опросы конкретного пациента с графиком заполненных/пропущенных опросов и отображением результатов по цвету самого старшего Индикатора опроса за выбранный период

А также, указаны непрочитанные сообщения (при нажатии автоматически переключается в раздел Чат)

При нажатии на ФИО пациента осуществляется переход на вкладку Мои пациенты

- Монитор пациентов
- Мои пациенты
- Чат
- Техническая поддержка
- Мой профиль

Мои пациенты

При выборе этой иконки можно увидеть как врачам Вы давали доступ к информации о пациенте

Metronic

- Монитор пациентов
- Мои пациенты**
- Чат
- Техническая поддержка
- Мой профиль

Главная страница -

поиск


id ^	Личные Данные	Телефон	Последний вход	Город	Диагноз	Account ID	Дата регистрации	Действие
40	Иванов Иван Иванович 9463657@mail.ru		4 месяца назад	Иваново	Cr желудка	816874	14 октябрь 2023, 20:07	🔗 👁 🗨
41	Петров Петр Петрович 9463658@mail.ru		4 месяца назад	Петрозаводск	Cr Rectum	415666	14 октябрь 2023, 20:08	🔗 👁 🗨
42	Александрова Александра Александровна 9463659@mail.ru		4 месяца назад	Александров	Cr Uterus	842890	14 октябрь 2023, 20:09	🔗 👁 🗨
43	Борисов Борис Борисович 9463660@mail.ru		4 месяца назад	Борисов	Cr Pancreas	179631	14 октябрь 2023, 20:10	🔗 👁 🗨

Показать 10 на странице Показаны 1 до 1, количество 4

Предыдущий 1 Следующий

При выборе этой иконки осуществляется переход в раздел Чат

Чат



Веб-версия имеет доступ к чату приложения – отсюда можно читать и отправлять сообщения также как из мобильного приложения

Мой профиль

Metronic

- Монитор пациентов
- Мои пациенты
- Чат
- Техническая поддержка
- Мой профиль**

4 Всего пациентов | 6 Назначено опросов | 0 Пациенты завершили опрос

Подробнее

Account ID: ID-576347
Эл. почта: 9463661@mail.ru
Номер телефона:
Город:
Медицинское учреждение:
Отделение:

Допустимые типы файлов: png, jpg, jpeg (Размер фото 500x500px)

Номер телефона:

Эл. почта:

Имя:

Фамилия:

Отчества:

Город *:

Специальность:

Медицинское учреждение:

Отделение:

Пароль *

Используйте 8 или более символов с сочетанием букв.
Подтвердите пароль *

Контактные данные

Отмена | **Подтвердить**

2024 © Scorpion

В веб-версии можно внести изменения в профиль врача также как в мобильном приложении






Отсканируйте QR-код
для установки приложения

DocContact

Удаленный контроль состояния лечащим врачом
пациента, двусторонняя связь врача и пациента

Информация для пациента

Регистрация в приложении, вход в приложение



Главная: Мои опросы, Мои врачи

Скриншот 1: Главная страница
23:23
Главная ID: 227369
Мои опросники
Мои врачи
Тех. поддержка
О приложении
Выйти из аккаунта

Скриншот 2: Мои врачи
17:12
Мои врачи
Лысохвостова Сара Ильинична
Чат
Евгения
Чат

Скриншот 3: Мои опросники
23:27
Мои опросники
Список назначенных Вам опросов
Управление напоминаниями о заполнении опроса
Будет доступен 11.08.2023
ТЕСТОВЫЙ опрос
ФАКТ-Р
Периодичность: Ежедневно
Доктор: Лысохвостова Сара Ильинична
Перейти

Аннотации:

- Это – Ваш уникальный идентификационный номер. Сообщите его Вашему лечащему врачу для назначения опросов.
- Здесь Вам показываются уведомления о назначении новых опросов, или об оценке врачом результатов пройденных опросов.
- Здесь Вы можете перейти в раздел чата с врачами, или редактирования своего профиля
- Вы можете посмотреть список врачей, которые добавили Вас как пациента и открыть диалог с ними в чате
- Заполнение опроса






Меню: Сообщения, Главная, Профиль

Заполнение опроса



Здесь Вы можете найти опросы, заполненные Вами ранее и требующие заполнения и

Типы вопросов, которые Вам могут встретиться:


- Вопрос с одним вариантом ответа
- Вопрос с одним, или несколькими вариантами ответа
- Вопрос с полем свободного ввода, куда Вас попросят внести текст, или значение
- Вопрос загрузкой файла, куда Вас попросят прикрепить фотографию, или документ




Заполнение профиля, использование чата с врачами



Информация о Вас: эта информация будет доступна Вашим врачам



Редактирование информации Вашего профиля



Здесь доступны диалоги с Вашими врачами.

Чтобы начать диалог с новым врачом – перейдите в раздел «Мои врачи» и нажмите «чат».



Основные ссылки

DocContact

Удаленный контроль состояния лечащим врачом
пациента, двусторонняя связь врача и пациента



Полезные ссылки

1. QR-код для установки приложения



2. Веб версия врача

<https://doctor.doccontact.ru/login>

